

## INSTRUCCIONES DE USO Y VIDEO DEL SISTEMA EASYHALER®

Para pacientes con asma o EPOC



**Video de Bufomix Easyhaler**  
<http://www.orionpharma.es/Nuestros-Productos/Bufomix-Easyhaler/Video-Video-Bufomix-Easyhaler-en-pacientes/>

**1**


**Agitar**



Agitar 3 o 4 veces  
enérgicamente

**2**

**Apretar**



Apretar una vez  
hasta oír el Click

**3**

**Inhalar**



Inspirar fuertemente  
y mantener la  
respiración al menos  
5 segundos